


Laryngoskope

Laryngoscopes



Baby-Laryngoskop

Bei der Entwicklung dieses handlichen Kleinstkind-Laryngoskopes wurden die anatomischen Verhältnisse des Neugeborenen besonders berücksichtigt. Störende aufgelötete oder abnehmbare Lampenträger sind hier nicht vorhanden. Die mit wenigen Handgriffen auswechselbaren Spatelblätter sind mit Längsrillen versehen. Diese ermöglichen eine gute Längsführung und verhindern ein seitliches Abrutschen des Spatels von der Zunge. Voll autoklavierbar (ohne Batterien) und dauerhaft resistent gegen Schaltstörungen durch bewussten Verzicht auf die Verwendung aufwendiger Schalttechnik. Ein- bzw. Ausschalten durch Herein- bzw. Herausdrehen der Bodenkappe.

Baby-Laryngoscope

A handy set, especially constructed for new-borns, with regard for their anatomic conditions. Easy to clean, autoclaveable (without batteries). No disfunction because of broken switch or soldered connections; for switching on or off just screw the bottom cap in or out.



03-111

Saling Laryngoskop-Set mit 3 Spateln

03-111

Batteriegriff, ø 19 mm, zwei Batterien; schmaler Spatel; breiter Spatel; Mikrospatel; 1 Glühlampe.

Saling-Laryngoscope Set 3 blades

Battery handle, ø 19 mm, two batteries; blade, narrow; blade, broad; micro-blade; 1 bulb.



03-911



03-912



03-913

Saling Laryngoskop-Set mit 2 Spateln

03-101

Batteriegriff, ø 19 mm, zwei Batterien; schmaler Spatel; breiter Spatel; 1 Glühlampe.

Saling-Laryngoscope Set with 2 blades

Battery handle, ø 19 mm, two batteries; blade narrow; blade broad; 1 bulb.

Spatel für Saling-Laryngoskop

- ▶ **03-911** Spatel schmal
- ▶ **03-912** Spatel breit
- ▶ **03-913** Mikrospatel

Blades for Saling-Laryngoscope

- ▶ Blade narrow
- ▶ Blade broad
- ▶ Micro blade

Einzelteile für Saling-Laryngoskop

03-902

Handgriff, ø 19 mm, für 2 Batterien

Components for Saling-Laryngoscope

Handle, ø 19 mm, for 2 batteries type AA

99-006 Ersatzlampe, 2.5 V

Spare bulb, 2.5 V



99-006

03-902

Laryngoskope, konventionell

FAROMED Laryngoskope sind Instrumente höchster Qualität für höchste Lebensdauer: ausgewählte Materialien exzellente Verarbeitung Oberflächen höchster Güte Made in Germany

Laryngoscopes conventional

FAROMED laryngoscopes are instruments of finest Quality for longest lifetime: carefully selected materials excellent workmanship surfaces of highest excellence Made in Germany

Macintosh Laryngoskopspatel, Warmlicht

Macintosh laryngoscope blades, conv. illumination

- ▶ **03-961** Fig. 0, 55 mm
- ▶ **03-962** Fig. 1, 70 mm
- ▶ **03-963** Fig. 2, 90 mm
- ▶ **03-964** Fig. 3, 110 mm
- ▶ **03-965** Fig. 4, 130 mm
- ▶ **03-966** Fig. 5, 150 mm

Warmlicht Griffe und Ersatzlampen

Conventional handles and spare bulbs

- ▶ **03-951**
Griff, ø 30 mm, gerändelt
- ▶ **03-953**
Pädiatriegriff, ø 19 mm, gerändelt
- ▶ **99-169**
Ersatzlampe, für Spatel Fig. 0-1, 2,5 V
- ▶ **99-171**
Ersatzlampe, für Spatel Fig. 2-5, 2,7 V

Sets

Laryngoskopsets bestehen aus Instrumenten höchster Qualität made in Germany und werden komplett in einem Etui mit Batteriegriff geliefert.

All sets of Macintosh laryngoscopes are instruments of highest quality made in Germany and will be supplied complete in a hard case with battery handle.

- ▶ **03-665**
Set nach Macintosh mit konventioneller Beleuchtung für Pädiatrie: Griff ø 20 mm, 3 Spatel Fig. 0-2
- ▶ **03-660**
Set nach Macintosh mit konventioneller Beleuchtung für Pädiatrie: Griff ø 30 mm, 3 Spatel Fig. 2-4
- ▶ **03-660-4**
Set nach Macintosh mit konventioneller Beleuchtung: Griff ø 30 mm, 4 Spatel Fig. 1-4
Weitere Sets auf Anfrage



03-962



03-963



03-965



03-966



03-951



03-660-4

Laryngoskope, Fiberoptik

FAROMED Fiberoptik-Laryngoskope sind Instrumente höchster Qualität und höchster Lebensdauer:
 Xenonlampe für optimales Licht
 ausgewählte Materialien,
 exzellente Verarbeitung
 Oberflächen höchster Güte
 Made in Germany

Laryngoscopes, Fibre Optic

FAROMED Fiber Optic Laryngoscopes are instruments of finest Quality and highest durability:
 Xenon lamp for maximum light
 carefully selected materials
 excellent workmanship
 surfaces of highest excellence
 Made in Germany

Macintosh Laryngoskop- Spatel, Kaltlicht

Macintosh-Laryngoscope blades, fiber optic

- ▶ **03-700** Fig. 0, 55 mm
- ▶ **03-701** Fig. 1, 70 mm
- ▶ **03-702** Fig. 2, 90 mm
- ▶ **03-703** Fig. 3, 110 mm
- ▶ **03-704** Fig. 4, 130 mm
- ▶ **03-705** Fig. 5, 150 mm

Kaltlicht-Griffe und Ersatzlampen

Handles for Fiber Optic Laryngoscopes

- ▶ **03-601**
Batteriegriff, ø 30 mm, gerändelt, 2,5V
Battery handle, ø 30 mm, knurled
- ▶ **03-603**
Batteriegriff, ø 19 mm, gerändelt, 2,5V
Pediatric handle, ø 19 mm, knurled
- ▶ **03-604**
F/O-Handgriff, ø 20 mm, mit
Induktiv-Akku 2.5 V und Xenon-Lampe
F/O handle, ø 20 mm, with
rechargeable battery 2.5 V and Xenon
lamp
- ▶ **03-607**
F/O-Handgriff ø 30 mm, mit Induktiv-
Akku 3.6 V und Xenon-Lampe
Handle, ø 30 mm, with rechargeable
battery 3.6 V and Xenon lamp

Laryngoskopsets komplett mit Batterie- griff im Etui:

Laryngoscope-Sets with battery handle in a hard case:

- ▶ **03-650-4**
Set nach Macintosh mit fiberoptischer
Beleuchtung: Griff ø 30 mm, 4 Spatel
Fig. 1-4
Set by Macintosh with fibre optic
illumination: handle ø 30 mm,
4 blades, fig. 1-4
- ▶ **03-655**
Set nach Macintosh mit fiberoptischer
Beleuchtung für Pädiatrie:
Griff ø 20 mm, 3 Spatel Fig. 0-2
Set by Macintosh with fibre optic
illumination for pediatrics:
handle ø 20 mm, 3 blades fig. 0-2

Weitere Sets auf Anfrage

More sets on request



03-603
03-604

03-601

03-607



03-655-4