

SKUBUS pranešimas apie saugumą**„Philips Respironics“ – miego ir sveikatos priežiūros padalinys**
Pranešimas pacientams

„Amara View Minimal Contact“ viso veido kaukė
„DreamWear“ viso veido kaukė
„DreamWisp“ nosies kaukė su nosies pagalvėlėmis
„Wisp“ nosies kaukės ir „Wisp Youth“ nosies kaukės
„Therapy Mask 3100 NC/SP“

2022 m. rugpjūčio 29 d.

Dokumente pateikiama svarbios informacijos apie saugų ir tinkamą įrangos naudojimą.

- Peržiūrėkite šią informaciją su visais savo komandos nariais, kurie turi būti susipažinę su šio pranešimo turiniu. Svarbu suprasti pranešimo prasmę.
- Dokumento kopiją laikykite kartu su įrangos naudojimo instrukcija.

Gerbiamas paciente,

Šie „Philips Respironics“ pacientų sąsajos įrenginiai (veido ir nosies kaukės) – „Amara View Minimal Contact“ viso veido kaukė, „DreamWear“ viso veido kaukė, „DreamWisp“ nosies kaukė su nosies pagalvėlėmis, „Wisp“ nosies kaukės ir „Wisp Youth“ nosies kaukės bei „Therapy Mask 3100 NC/SP“ – turi magnetų.

„Philips Respironics“ atnaujina esamas kontraindikacijas ir įspėjimus:

Kontraindikacija: kaukę draudžiama naudoti pacientams ir jų namų ūkio nariams, slaugytojams ir viena lova besinaudojantiems asmenims, esantiems arti kaukes naudojančių pacientų, kuriems implantuoti magnetams jautrūs prietaisai, įskaitant, bet neapsiribojant:

- Širdies stimulatoriai
- Implantuojami kardioverteriai-defibriliatoriai (ICD)
- Neurostimulatoriai
- Magnetiniai metaliniai implantai / elektrodai / vožtuvai viršutinėse galūnėse, liemenio srityje ar aukščiau (t. y. kaklo ir galvos srityje)
- CSF (smegenų stuburo skysčio) šuntai (pvz., VP (ventrikulo peritoninis) šuntas)
- Aneurizmos spaustukai
- Embolinės ritės
- Intrakranijinės aneurizmos intravaskulinio srauto sutrikdymo prietaisai
- Metalinės kaukolės plokštės, varžtai, angų dangteliai ir kaulų pakaitalai
- Metalo skeveldros akyje
- Akių implantai (pvz., glaukomos implantai, tinklainės implantai)
- Tam tikri kontaktiniai lęšiai su metalu
- Implantai klausai ar pusiausvyrai atkurti su implantuotu magnetu (pvz., kochleariniai implantai, implantuoti kaulo laidumo klausos prietaisai ir klausos smegenų kamieno implantai)
- Magnetiniai protezų tvirtinimai
- Metaliniai virškinamojo trakto spaustukai
- Metaliniai stentai (pvz., aneurizmos, koronariniai, tracheobronchialiniai, tulžies takų)
- Implantuojami prievadai ir pompos (pvz., insulino pompos)
- Hipoglosalinių nervų stimulatoriai
- Prietaisai, pažymėti kaip nesaugūs naudoti MR (magnetinio rezonanso) aplinkoje
- Magnetiniai metaliniai implantai, nepaženklinti naudoti MR aplinkoje arba neįvertinti dėl saugumo magnetiniame lauke

Įspėjimas: kaukėje naudojami magnetai, kurių magnetinio lauko stipris yra 400 mT. Išskyrus prietaisus, nurodytus kontraindikacijoje, įsitikinkite, kad kaukė yra bent 6 colių (apie 15,24 cm) atstumu nuo bet kokių kitų medicininių implantų ar medicinos prietaisų, kuriuos gali paveikti magnetiniai laukai, kad išvengtumėte galimo vietinių magnetinių laukų poveikio. Tai apima namų ūkio narius, globėjus ir viena lova besinaudojančius asmenis, kurie gali būti arti pacientų, naudojančių kaukes.

1. tai, kokia yra triktis ir kokiomis sąlygomis ji gali atsirasti;

- Paveiktose kaukėse yra magnetų, kurie gali turėti įtakos magnetiniams laukams jautrių medicininių implantų ar medicinos prietaisų veikimui ir (arba) sukelti judėjimą / išnirimą.
- Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. šiame pranešime nurodytas kontraindikacijas ir įspėjimus.

2. Apibūdinkite su problema susijusį pavojų / žalą

- Išskyrus prietaisus, kurie yra kontraindikuotini, jei kaukės magnetai yra arčiau nei 6 colių (apie 15,24 cm) atstumu nuo metalinio implanto ar prietaiso, dėl magnetų prietaisas gali neveikti taip, kaip numatyta, todėl gali atsirasti rimtas sužalojimas.
- Gauta keturiolika (14) pacientų pranešimų, kuriuose teigiama, kad kaukės magnetai paveikė jų medicinos prietaisus, įskaitant: širdies stimulatoriaus trikdžius, širdies stimulatoriaus gedimą, dėl kurio stimuliatorių reikėjo pakeisti, būtinybę sureguliuoti šuntą, automatinio implantuojamo kardioverterio defibriliatoriaus (AICD) nustatymą iš naujo, traukulius, defibriliatoriaus periodišką išsijungimą, aritmiją, nereguliarių kraujospūdį, širdies plakimo pokyčius ir pažinimo problemas.

3. Gaminiai, kuriems taikoma ši informacija, ir kaip juos atpažinti

Toliau pateikiami paveiktų kaukių vaizdai. Šių kaukių magnetiniai galvos apdangalo spaustukai yra apibrėžti. Šiais vaizdais gali būti remiamasi nustatant, ar jūsų arba paciento kaukėje taip pat naudojami magnetiniai galvos apdangalo spaustukai. Šios kaukės skirtos suteikti sąsają CPAP arba dviejų lygių terapijai pacientams taikyti. Paveiktų kaukių ir kaukės komponentų, kuriuose yra magnetų, dalių numeriai pateikti 6 paveikslėlyje.



1 pav.
„Amara
View“ viso
veido kaukė



2 pav.
„DreamWisp“
nosies
kaukė



3 pav.
„DreamWeaver“
viso veido
kaukė



4 pav.
„Wisp“ ir
„Wisp
Youth“
nosies kaukė



5 pav.
„Therapy
Mask 3100
NC/SP“

4. Veiksmai, kurių turi imtis pacientas, kad išvengtų rizikos

Kadangi esate pacientas, kuris naudoja šias kaukes, turite imtis šių veiksmų:

Turite imtis šių veiksmų:

- 4.1. **NENAUDOKITE** paveiktos kaukės, jei implantui / medicinos prietaisui numatyta kaukės magnetų kontraindikacija. Pacientai turi nedelsdami pasitarti su gydytoju, kad nustatytų, ar jų gydymui galima naudoti kitą kaukę. Tuo tarpu,

jei įmanoma, pakeiskite nemagnetinę kaukę, kad tęstumėte gydymą. Gavę alternatyvą, tinkamai išmeskite kaukę, kurioje yra magnetų.

- 4.2. Jei jūs, šeimos nariai, globėjai ir viena lova besinaudojantys asmenys, kurie gali būti arti jūsų, neturite implantuotų medicinos prietaisų ar metalinių skeveldrų akyse, nereikia imtis jokių veiksmų.
- 4.3. Namų ūkio nariai, globėjai ir viena lova besinaudojantys asmenys, turintys medicininį implantą / prietaisą, turi užtikrinti, kad kaukė būtų bent 6 colių (apie 15,24 cm) atstumu nuo medicininio implanto / prietaiso (-ų).
- 4.4. Norėdami gauti daugiau informacijos apie nemagnetines kaukes, susisiekite su „Philips Respironics“ klientų aptarnavimo tarnyba.

5. „Philips“ numatytų veiksmų šiai trikčiai sutvarkyti aprašymas

„Philips Respironics“ atnaujina esamas kontraindikacijas ir įspėjimus, kaip nurodyta šiame pranešime apie saugumą.

1. **Prireikus daugiau informacijos ar pagalbos dėl šios problemos, kreipkitės į „Philips Respironics“ vietos atstovą: UAB Sorimpeksas, Šiaulių g. 16A, Kaunas, LT44353, Lietuva** Jei turite bendrų klausimų ar rūpesčių, susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo sprendimų centru numeriu +1-800-345-6443.

Šis pranešimas buvo pateiktas atitinkamoms Reguliavimo agentūroms. Apie nepageidaujamas reakcijas arba kokybės problemas, patirtas naudojant šį gaminį, galima pranešti „Philips“ arba vietinei kompetentingai institucijai **Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM**. „Philips Respironics“ apgailestauja dėl nepatogumų, kuriuos sukėlė ši problema.

Pagarbiai

Thomas Fallon
Kokybės užtikrinimo vadovė
„Philips Respironics“

Prietaisai, kuriuos paveikė ši problema – 6 pav.

„Amara View Minimal Contact“ viso veido kaukė	
Dalies Nr.	Aprašymas
1090602	S Amara View Mask w/HGR
1090603	M Amara View Mask w/HGR
1090604	L Amara View Mask w/HGR
1090622	S Amara View Mask w/ HGR, DOM
1090623	M Amara View Mask w/ HGR, DOM
1090624	L Amara View Mask w/ HGR, DOM
1090641	XS Amara View Mask w/HGR, JPN
1090642	S Amara View Mask w/HGR, JPN
1090643	M Amara View Mask w/HGR, JPN
1090644	L Amara View Mask w/HGR, JPN
1090651	XS Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090652	S Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090653	M Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090654	L Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090662	S Amara View Mask w/HGR, INTL
1090663	M Amara View Mask w/HGR, INTL
1090664	L Amara View Mask w/HGR, INTL
1090670	Amara View Mask w/HGR, FitPack
1090696	RP – Amara View Headgear, L
1090697	RP-Amara View Headgear, Standard
1135080	S AMARA VIEW MASK SE W/ HGR
1135081	M AMARA VIEW MASK SE W/ HGR
1135082	L AMARA VIEW MASK SE W/ HGR
1136626	Amara View Magnet Clip
1090670RTL	AMARA VIEW MASK W/HGR, FITPACK-RTL
1136626RTL	Amara View Full Face Magnetic Clips

„DreamWear“ viso veido kaukė	
Dalies Nr.	Aprašymas
1133344	S, DreamWear UTN Nsl/Full, Combo Pack
1133345	M, DreamWear UTN Nsl/Full, Combo Pack
1133370	S, DreamWear Full, Sm & Med Frm, INTL
1133371	M, DreamWear Full, Sm & Med Frm, INTL
1133372	L, DreamWear Full, Sm & Med Frm, INTL
1133373	MW, DreamWear Full, Sm & Med Frm
1133375	S, DreamWear Full, Sm & Med Frm, GBL
1133376	M, DreamWear Full, Sm & Med Frm, GBL
1133377	L, DreamWear Full, Sm & Med Frm, GBL
1133378	MW, DreamWear Full, S. & M. Frm, GBL
1133380	S, DreamWear Full, M. Frm W/ HGR, GBL

„Wisp“ ir „Wisp Youth“ nosies kaukė	
Dalies Nr.	Aprašymas
1094050	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1094051	WISP MASK, FABRIC FRAME, W/MAG CLIPS DOM
1094053	WISP MASK, USA, FABRIC FRAME, W/ HDGR
1094060	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, INTL
1094061	WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, INTL
1094062	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, INTL SE
1094070	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, JPN SE
1094071	P, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, JPN
1094072	S/M, WISP MASK FABRIC FRAME, W/ HDGR JPN
1094073	L, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, JPN
1109298	WISP YOUTH MASK, FABRIC, W/MAG CLIPS DOM
1113954	XL, Wisp Mask, Fabric Frame, w/ HDGR, JP
1117119	MW, Wisp Mask, Fabric Frame, w/ HDGR, JP
1118060	P, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1118061	S/M, WISP MASK CLEAR FRAME, W/ HDGR DOM
1118062	L, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1118063	XL, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HGR, DOM
1118064	P, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR,DOM
1118065	S/M, WISP MASK FABRIC FRAME W/ HDGR,DOM
1118066	L, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR,DOM
1118067	XL, WISP MASK, FABRIC FRAME W/ HGR, DOM
1120434	Wisp/DreamWisp Magnetic Headgear Clip,RP
1137360	Wisp Nasal Lab Mask, Fabric Frame, DOM
1137361	Wisp Nasal Lab Mask, Clear Frame, DOM
1137366	S/M, Wisp Lab Mask, Fabric Frame, DOM
1137367	L, Wisp Nasal Mask, Fabric Frame, DOM
1137368	S/M, Wisp Nasal Mask, Clear Frame, DOM
1137369	L, Wisp Nasal Mask, Clear Frame, DOM
1137370	COMBOPACK, WISP LAB MASK ,DOM
1138989	P, WISP MASK,CLEAR FRAME, W/HDGR,1118060
1138991	L, WISP MASK, CLEAR W/ HDGR, DOM 1118062
1138992	XL,WISP MASK,CLEAR FRAME,W/ HGR,1118063
1138993	P, WISP MASK,FABRIC FRAME,W/HDGR,1118064
1138994	S/M,WISP MASK FABRICFRAME W/HDGR,1118065
1138995	L, WISP MASK,FABRIC FRAME,W/HDGR,1118066
1138996	XL,WISP MASK,FABRIC FRAME W/HGR, 1118067
1139009	S/M,WISPMASK CLEAR FRAME,W/ HDGR 1118061
1094051RTL	WISP MASK, FABRICFRM,W/MAG CLIPS DOM-RTL
1148366	DreamWisp/Wisp Magnetic Clips - RTL

1133381	M, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR
1133382	L, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR
1133383	MW, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR
1133385	S, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR, GBL
1133386	M, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR
1133387	L, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR, GBL
1133388	MW, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR,
1133390	S, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR, GBL
1133391	M, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR, GBL
1133392	L, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR, GBL
1133393	MW, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR
1133395	DreamWear Full, Demo Pack
1133400	FitPack, DreamWear Full, Med Frame
1133401	DreamWear Full, Med Frm W/O HGR, GBL
1133405	S, DreamWear Full, Med Frm W/O HGR
1133406	M, DreamWear Full, Med Frm W/O HGR
1133407	L, DreamWear Full, Med Frm W/O HGR
1133408	MW, DreamWear Full, Med Frm W/O
1133410	S, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR
1133411	M, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR
1133412	L, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR
1133413	MW, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR
1133415	S, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR, GBL
1133416	M, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR
1133417	L, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR, GBL
1133418	MW, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR
1133423	S/M, DreamWear Full, Sm Frm w/ HGR
1133424	S/M, DreamWear Full, Med Frm w/ HGR
1133425	S/M, DreamWear Full, Lg Frm w/ HGR
1133427	W, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR
1133430	S, DreamWear Full Cushion, RP
1133431	M, DreamWear Full Cushion, RP
1133432	L, DreamWear Full Cushion, RP
1133433	MW, DreamWear Full Cushion, RP
1133434	SW, DreamWear Full Cushion, RP
1133435	S, DreamWear Full Cushion, RP, JPN
1133436	M, DreamWear Full Cushion, RP, JPN
1133438	W, DreamWear Full Cushion, RP, JPN
1133450	DreamWear Full Headgear, RP
1133454	Headgear Magnet Clip, RP
1135275	S, DreamWear Full, Sm and Med Frm
1135276	M, DreamWear Full, Sm and Med Frm
1135277	SW, DreamWear Full, Sm and Med Frm
1135278	MW, DreamWear Full, Sm and Med Frm
1135327	S, DreamWear Full, Sm & Med Frm, KR
1135388	M, DreamWear Full, Sm & Med Frm, KR

„DreamWisp“ nosies kaukė su nosies pagalvėlėmis	
Dalies Nr.	Aprašymas
1137916	Fitpk DreamWisp Nsl, MED Con W/HGR GBL
1137918	FitPk DreamWisp Nsl, MED Con W/O HGR GBL
1137921	FitPk, DreamWisp Nsl, MED Con W/ HGR INT
1137922	P, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137923	S, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137924	M, DreamWisp Nsl, Med Conn W/O HGR GBL
1137925	L, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137926	XL, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137927	P, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137928	S, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137929	M, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137930	L, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137931	XL, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137932	P, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137933	S, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137934	M, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137935	L, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137936	XL, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137937	P, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137938	S, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137939	M, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137940	L, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137941	XL, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137942	P, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137943	S, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137944	M, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137945	L, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137946	XL, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137947	P, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137948	S, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137949	M, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137950	L, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137951	XL, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137953	LABPK DreamWisp ALL CON S/M/L CUSH W/HGR
1137954	P/XL LABPK DreamWisp LAB PACK, S/L con
1137955	Combo LabPK DreamWisp
1137964	DreamWisp HEADGEAR, RP
1137965	DreamWisp LARGE HEADGEAR, RP
1137966	DreamWisp RS HEADGEAR, RP
1139332	P, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1139333	S, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1139334	M, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1139335	L, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1139336	XL, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR

1135389	SW, DreamWear Full, Sm & Med Frm, KR
1135390	MW, DreamWear Full, Sm & Med Frm
1137430	Fitpack, DreamWear Full Lab,Med Frm
1137431	Ext Sizepack,DreamWear Full Lab Msk
1137437	S, DreamWear Full Lab Msk,Med Frame
1137438	S, DreamWear Full Lab Mask,Sm Frame
1137439	M, DreamWear Full Lab Msk,Med Frame
1137440	COMBOPACK, DREAMWEAR FULL LAB
1140235	S, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR
1143130	FitPack, DreamWear Full, Med Frame
1144347	DreamWear Full Headgear - Lab, RP
1146593	S, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146594	M, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146595	L, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146596	MW, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146597	DreamWear Full Headgear, RP - RTL
1148363	DreamWear Full Face Magnet Clip - RTL
1133375RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, Small
1133376RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, Medium
1133377RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, Large
1133378RTL	DreamWear Face Mask Kit, M. Cushion
1133430RTL	S, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP-RTL
1133431RTL	M, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP-RTL
1133432RTL	DreamWear Full Face Cushion, Large
1133433RTL	DreamWear Full Face Cushion, Medium

„Therapy Mask 3100 NC/SP“	
1144608	Therapy Msk 3100 NC, fitpack, w/HGR
1144610	Therapy Msk 3100 SP, fitpack, w/HGR
1145038	Therapy Msk 3100 NC, fitpack, w/HGR
1145039	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR
1145040	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR
1145041	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR
1145044	XS, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145045	S, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145046	M, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145047	L, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145048	MW, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR
1145049	Therapy Msk 3100 SP, fitpack, w/HGR,
1145050	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR
1145051	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR
1145052	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR
1145055	XS, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145056	S, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145057	M, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL

1144344	DreamWisp RS HEADGEAR-Lab, RP
1144345	DreamWisp LARGE HEADGEAR-Lab, RP
1144346	DreamWisp HEADGEAR - Lab, RP
1144502	FitPack, DreamWisp, USA
1148409	DreamWisp Headgear (RS)- RTL
1148410	DreamWisp HEADGEAR, RP- RTL
1148411	DreamWisp LARGE HEADGEAR, RP- RTL
1148913	P, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148914	S, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148915	M, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148916	L, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148917	XL, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1137942AP	P, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137942CE	P, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137942RC	P, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137943AP	S, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137943CE	S, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137943RC	S, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137944AP	M, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137944CE	M, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137944RC	M, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137945AP	L, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137945CE	L, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137945RC	L, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137946AP	XL, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137946CE	XL, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137946RC	XL, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137916RTL	FITPK DREAMWISP NSL, MED CON W/HGR -RTL

1145058	L, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145059	MW, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR
1145060	Therapy Mask 3100 NC-SP, demopack
1145061	Therapy Msk 3100 NC, lab fitpack, single
1145062	Therapy Msk 3100 SP, lab fitpack, single
1145063	Therapy Mask 3100 NC-SP, lab combo
1145064	XS, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145065	S, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145066	M, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145067	L, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145068	MW, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145069	XS, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145070	S, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145071	M, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145072	L, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145073	MW, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145074	Therapy Mask 3100 NC-SP, frame, RP
1145459	XS, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145460	S, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145461	M, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145462	MW, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145463	L, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145464	XS, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145465	S, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145466	M, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145467	MW, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145478	L, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145916	Therapy Mask 3100 NC, lab fitpack, GBL
1145917	Therapy Mask 3100 SP, lab fitpack, GBL